

# Fingertip Pulsoksymeter CMS50D2

Produktnummer: CM10012

Fingertip Pulsoksymeter CM50D2. Kan brukes av voksne og barn ned til 20 Kilo. Leveres med rem for å henge rundt halsen.

Svært pålitelig fingertupp pulsoksymeter. Utskiftbare batterier med brukstid ca. 20 timer. Brukes for måling og kontroll av non-invasivt oksygenmetning av arterielt hemoglobin (SpO2) og pulsrate. Bakgrunns belyst fargeskjerm. Slår seg selv av når den ikke er i bruk. Varsel for lavt batterinivå. Kan brukes av voksne og barn ned til ca 20 kilo.  
CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk brukermanual.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10012>