

# 6 kanaler EKG iE 6

Produktnummer: CM90070

Digital 6 kanalers EKG. 8" TFT LCD berørings skjerm. Papir størrelse på utskrift 112 mm bredde. Z-foldet Thermo papir. CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk hurtig manual.

Super enkel i bruk. Stor 8" høyoppløselig LCD berørings skjerm og tastatur. Skjermen er riktig vinklet for enkel avlesning. Innebygd printer med gode utskrifter og tydning. 112mm z-fold Thermo papir. 6 kanaler med opptil 12 avledninger og den kan lagre hele 3000 målinger.

Eksklusive analysemodul for barn og spedbarn. Møter de nyeste standarder. Defibrilasjons beskyttet. Evaluering og tolkning.

Hurtigknapper 1, 2 og start. Ulike dataformat som JPG, XML og DICOM. SD Card, USB og LAN er opsjon.

Brukes bl. annet til opplæring i EKG av sykepleiere i Norge.



EKG kabler og printerpapir følger med.

## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90070>