

# Stolvekt Wunder DE5 Klasse III MDD. 300kg.

## Prisen inkluderer sertifisering og kalibrering.

Produktnummer: CM70400

Veiekapasitet 300 kilo XXL. Medisinsk godkjent Klasse III MDD. Dette er en meget solid og brukervennlig stolvekt for medisinsk bruk. Stor lettlest skjerm og hele 20 taster. HOLD, TARE, BMI og ZERO funksjon. Alle fire hjulene kan roteres. To stk med brems. Oppløftbare armlener og fothvilere. Produsert i Italia. Norsk brukermanual. OBS: Verifisering og kalibrering inkl i prisen. Hele 4 års garanti. På lager eller kort leveringstid.

### WUNDER DE5. Solid vekt med hele 4 års garanti.

Robust og elegant stolvekt fra vår Italienske produsent. Veiekapasitet på hele 300 kilo, store robuste hjul, alle svingbare. Armlener kan slås opp og regulerbare fothvilere. Typegodkjent som medisinsk vekt Klasse III ihht 93/427EEC. Stort lettlest display med super enkel beregning av BMI og hold-funksjon, vibrasjonfunksjon mm. Flere tilkoblingsmuligheter mot data som opsjon. Leveres med batterikasse for bruk av vanlig 6 stk AAA batterier. Lader og oppladbare batterier som opsjon. Blått sete er standard, men ulike farger kan bestilles. (Sort, Hvit, Rød, Gul, Grønn og Gul). Enkelt valg om du er opptatt av enestående kvalitet og gjennomtenkt brukervennlighet. Prisgunstig. Produsert i Italia. Leveres ferdig sertifisert.



#### Base for all products

Vekt	20 kg
Lengde	80 cm
Bredde	60 cm
Høyde	112 cm
Bestillingsvare eller på lager	På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70400>