

# EKG, BT, SpO2, Temp, Resp. Ladbart batteri.

Produktnummer: CM90500

Avansert pasientmonitor uten vifte. Ulike mansjetter og SpO2 prober lagerføres. Veier bare 1,6 kilo. Oppladbart batteri. 8" farge berøringsskjerm. Brukes på legevakt og sykehus for sikker måling av fysiologiske parametere.

Denne er laget for bruk på sykehus, legevakt, institusjon og legekontor. **Uten vifte for å unngå krysskontaminering.** Svært enkel i bruk og overraskende lagringskapasitet.

Meget gode tilkoblingsmuligheter til PC og nettverk. Stor 8" lettlest og trykkfølsom skjerm. Vekt bare 1.6 kilo gjør den svært enkel å flytte mellom ulike rom ved bæring eller ved hjelp av stativ på hjul. Veggfeste og stativ (Ekstrautstyr). Forsendelsen veier 3,6 kilo. Leveres med 3 eller 5 kanalers EKG, SpO2, PR, Resp og NIBP.

M1000 er defibrillator beskyttet. Hele 6 timers batteribruk og innebygg lagringskapasitet på for eks 2000 blodtrykkmålinger. Flere ulike prober og mansjetter.

**Ekstra:** Stativ med hjul.  
USB printer  
Temperaturmåler



## Base for all products

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Vekt                           | 3.6 kg          |
| Bestillingsvare eller på lager | Bestillingsvare |



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90500>