

# MD300C228 Pulsoksymeter Fingertip med Blåtann

Produktnummer: CM10043

Med blåtann og PI. Ypperlig for hjemmehelse applikasjoner.

OLED-skjerm med farge SpO<sub>2</sub>, PR og grafisk pulsvisning. 2-retninger- skjermen gir praktisk avlesning. Måler PI.

Slås automatisk av. 2 stk alkaliske batterier i AAA-størrelse. Bluetooth 4.0 for dataoverføring innenfor 10 meter. Egen app for å administrere dataene og dele med et annet system.

Ypperlig for hjemmehelse applikasjoner.



## Base for all products

Vekt	0,05 kg
Lengde	5,7 cm
Bredde	3,2 cm
Høyde	3,4 cm

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10043>