

# CMS60D Håndholdt Pulsoksymeter

Produktnummer: CM10030

Håndholdt pulsoksymeter som leveres med voksen probe.

Et profesjonelt og transportabelt pulsoksymeter med hjerterytme og pulsølge. Viser blodets oksygeninnhold med tall og grafikk.

Pulsoksymeteret er velegnet til bruk på leækontor og klinikker. CMS60D har en ekstern sensor som er forbundet med en ledning til oximeteret. Det gjør den meget velegnet til å oppdage f.eks. søvnapne. Oximeteret kan brukes for lengre målinger.

Bruk USB for å overføre data til PC. Medfølgende programvare. Data vises på skjerm i sanntid. Du kan også lære målingene direkte på oximeteret, og laste det opp til din PC senere. Alarmen varsler når oksygenmetningen eller pulsen faller til et visst nivå.

Varsel for lavt batteri. Justerbar lyd og lys. Som standard leveres apparatet med voksen probe, men prober for barn og spedbarn lagres. Meny funksjon. CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk brukermanual.

Probe til Spedbarn, barn, voksen kan kjøpes som tilbehør



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10030>