

# Sonoline C 2 MHz Doppler, 2, 3, 5, 8 MHz valgfri probe.

Produktnummer: CM40010

Enkel doppler med fargeskjerm. Kan leveres med 2, 3, 5, 8 MHz valgfri probe. CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk brukermanual.

Flott design, transportabel og lett å betjene. Fargeskjerm.

Hjerteslagsverdier, graf og LCD fargedisplay - viser hjerteslag.

Viser verdier i rød farge, hvis verdiene er utenfor normal området.

Batteristatus indikator, Innebygget høytaler og output til høretelefoner.

Slår seg selv av etter bruk.

Passer til et mindre legekantor eller privat.

Kan leveres med andre dopplere.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM40010>