

Gulvvekt med veggmontert avleser M303 Klasse M III. Leveres ferdig verifisert.

Produktnummer: CM70210

Profesjonell personvekt med veggmontert display. For medisinsk bruk. 250 kg.
Prisen inkluderer verifisering, oppladbare batterier og lader. Husk å oppgi
bruket ved bestilling. Samme vekt som KERN.

Gulvvekt med veggmontert display. BMI. Klasse M III, Kapasitet 250 kilo

personvekt / pasientvekt i robust design for profesjonell bruk. Svært rask og enkel
veiling. Typegodkjent. En

Kapasitet: 250 kg / deling: 100 g

Veieflate: 365x360x80 mm

Belyst display

Vekt: 10 kg

Fastmontert display

Fabrikkgaranti: 2 år

Strømdrift. Oppladbare batterier og lader.



Base for all products

Vekt	10 kg
Lengde	49 cm
Bredde	36 cm
Høyde	12 cm

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70210>