

## RS Klasse III MDD

Produktnummer: CM70550

Veiecelle. Det kan være behov for en kobling. Pris ca 800,-. Kontakt oss for mer informasjon. Leveres ferdig sertifisert.

Sertifiseringer: EU-direktivet NAWI godkjent klasse III.

EEC-direktiv MDD Risikoklasse Im, med målefunksjon.

Struktur: Intern struktur med lastceller i aluminium, utvendig struktur ABS, kroker i herdet og galvanisert stål, designet og maskinert for å øke motstanden mot slitasje.

Dimensjoner mm: Totalt uten kroker (b) 110 x (L) 57 x (h)

70Indikator: Stor skjermvekt 5-sifret LCD 30 mm Strøm: 6 x alkaliske batterier 1,5 v kode AAA (ikke inkludert) Emballasje: 1 stk  
Dimensjoner (w) 200 x (L) 175 x (h) 90 mm, Nettovekt 0,6 kg, bruttovekt 1 kg (uten kroker).



### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM70550>