

Skumbandasje m/klebekant. 7.5 x 7.5 cm. 20 STK/1 pk. Pris pr stk.

Produktnummer: CM81005

Vår skumbandasje er en absorberende bandasje laget av hydrofilt polyuretanskum, ideelt for kraftig væskende sår. Det myke, fleksible skummet absorberer store mengder væske, og sørger for pasienters komfort; bakfilmen beskytter såret mot ytre bakterier.

Skumbandasje er en steril sårbandasje. Sårkontaktlaget består av hydrofilt, absorberende polyuretanskum. Det ytre laget er rosa, glatt, vanntett og laget av polyuretanfilm. Den har høy permeabilitet gir en effektiv dampoverføring for så å gi en bakteriell barriere.

Ikke laget med naturgummi latex av DEHP.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM81005>