

Tosidig Silikon sårkontaktlag. 7.5 x 10 cm. 20 stk/1pk. Pris pr stk.

Produktnummer: CM81100

Tosidig selvklebende og gjennomsiktig gjør at du enkelt kan identifisere sårhelingen uten å fjerne kontaktlaget. Kan brukes i 14 dager, og Mesh-designet blokkerer ikke flytende medisin. Minimerer risikoen for smerte og hudskader. Flere bruksområder og svært kostnadseffektivt Silikonmateriale forårsaker ikke allergi og kan limes gjentatte ganger.

Som et beskyttende lag for sår og skjør hud, isoler bandasjen og forhindrer vedheft til sår.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM81100>