

Vitalmonitor BLT V6.

Produktnummer: CM90600

Prisgunstig automatisk blodtrykksmonitor med stor og oversiktig fargeskjerm. Norsk tekst. Lett å ta med seg. Brukervennlig design. Kan måle blodtrykk både som spot målinger eller intervallmåling. SpO2 og PR. Temperatur, EtCO2 og skriver kan leveres som tillegg, samt stativ. Stort utvalg i mansjetter og prober. CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk brukermanual. Vitalmonitoren har norsk meny.

- 7 lettleselig fargeskjerm
- SpO2 (BLT versjon standard – Masimo eller Nellcor som opsjon)
- Kun 2,5 kg inkl. batteri
- 8 timers batteritid
- Lagrer opp til 1000 pasienter og 16 000 målinger
- Lagrer trenddata
- Klinikk- og monitor-modus
- Temperatur (tillegg)
- Skriver (tillegg)
- EtCO₂ (tillegg)



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90600>