

Vitalmonitor BLT V6.

Produktnummer: CM90600

Prisgunstig automatisk blodtrykksmonitor med stor og oversiktlig fargeskjerm. Norsk tekst. Lett å ta med seg. Brukervennlig design. Kan måle blodtrykk både som spot målinger eller intervallmåling. SpO2 og PR. Temperatur, EtCO2 og skriver kan leveres som tillegg, samt stativ. Stort utvalg i mansjetter og prober. CE, RoHs, samsvarserklæring og norsk brukermanual. Vitalmonitoren har norsk meny.

- 7 lettleselig fargeskjerm
- SpO2 (BLT versjon standard – Masimo eller Nellcor som opsjon)
- Kun 2,5 kg inkl. batteri
- 8 timers batteritid
- Lagrer opp til 1000 pasienter og 16 000 målinger
- Lagrer trenddata
- Klinikk- og monitor-modus
- Temperatur (tillegg)
- Skriver (tillegg)
- EtCO₂ (tillegg)



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



TECHNICAL SPECIFICATION		V6
General	Performance	
Model: BLT V6	Model: BLT V6	
Manufacturer: Caremed AS	Manufacturer: Caremed AS	
Weight: 2.5 kg	Weight: 2.5 kg	
Dimensions: 150 x 100 x 150 mm	Dimensions: 150 x 100 x 150 mm	
Power: 100-240V AC, 50/60Hz	Power: 100-240V AC, 50/60Hz	
Operating Temperature: 5°C to 40°C	Operating Temperature: 5°C to 40°C	
Storage Temperature: -20°C to 60°C	Storage Temperature: -20°C to 60°C	
Humidity: 10% to 90% RH	Humidity: 10% to 90% RH	
Shock: 10g, 11ms	Shock: 10g, 11ms	
Vibration: 0.5g, 10-2000 Hz	Vibration: 0.5g, 10-2000 Hz	
EMC: CE, RoHS	EMC: CE, RoHS	
CE Marking: 0123	CE Marking: 0123	
RoHS Marking: 0123	RoHS Marking: 0123	
IP Rating: IP20	IP Rating: IP20	
Warranty: 3 years	Warranty: 3 years	
Accessories: Carrying handle, Power adapter, User manual	Accessories: Carrying handle, Power adapter, User manual	

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90600>