

# M800 håndholdt Oksymeter

Produktnummer: CM90035

Kompakt og liten og svært brukervennlig håndholdt pulsoksymeter som viser pulsfrekvens, SpO2, PR og signalstyrke. Kan brukes for spot og overvåkning. Leveres med engangsbatterier eller alternativt med ladbare batterier og ladestasjon. Opsjon EKG modul og ladestativ.

Enkelt å avlese. Farge 2,4 OLED skjerm

Vertikalt og horisontalt skjermbilde

SpO2, Pulsfrekvens, Pleth bar SpO2 kurveform

Lang batteridrift – mer enn 16 timer med 3 stk AA. Alkaliske batterier eller Lithium Ion oppladbare batterier

Passer både voksne, barn og spedbarn

Datalagring (trend data), opptil 60 000 grupper kan lagres

Akustiske og visuelle alarmer

Mange alternative SpO2 sensorer (Nellcor sensorer som tillegg)

Flere typer prober.

EKG, 3-avl (Opsjon)

Lav vekt: <200g

Beskyttelsesgrad IPx1 CE, RoHS, samsvarserklæring og norsk brukermanual.



**Base for all products**

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90035>