

# Siketape 2.5 cm x 9 m 12 stk. pr. pakke. Pris pr. stk.

Produktnummer: CMV20025

Silkeaktig underlag – acetatfiber

Latexfritt, forårsaker ingen latexinduserte allergiske reaksjoner

Allergivennlig

God luftgjennomtrengelighet, myk og behagelig

Sterk strekkfasthet, gir maksimal støtte lett å rive



På lager

## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV20025>