

# Medisinsk LED lampe ST1. Pris med trolly.

Produktnummer: CM60060

ACEMST1 er det nye LED-lampen som produseres av ACEM, er godt egnet for klinikk. Stativ, tak og veggoppheng. Flere dekorfarger. 60 000 LUX 4 500 K. Vekt 11 kilo.

**ACEMST1** har en kompakt og funksjonell design. Lampen har en glatt overflate som er enkel å rengjøre og desinfisere for å sikre en god renslighet. Den er enkelt å flytte og det doble balanseringssystemet sikrer stabilitet og nøyaktighet for hele brukstiden. et bredt rotasjons- og bevegelsesområde.

Lampen har

Mer informasjon: Se bilder.



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM60060>