

Ultralyd Scanner MSU3 for Veterinær

Produktnummer: CMV30060

Nyeste cortex-m4 innebygd kontrollsystem + mini-ultralyd teknologi. A og B-skanning.

- 3,5 " LCD skjerm med høy oppløsning. Den er smart, lett og bærbar og egnet for utendørs bruk.
- Mål fet tykkelse, ländemuskeltykkelse og mager prosentandel.
- Tre ulike skalaer for bildevisning.
- Med U-disk kan bildedata og målte data lagres i Excel-tabell, enkelt for databehandling.
- Systemet fryser automatisk og beskytter sonden med tids innstilling.
- Litiumbatteri med stor kapasitet (2600 mAh) gir en arbeidstid på 300 minutter.
- Netto vekt: 620 g.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CMV30060>