

# Pasient Monitor M10 med NEWS

Produktnummer: CM90501

«National Early Warning Sign» brukes for å identifisere pasienter som er i fare for en forverret tilstand. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» er et program nedsatt av den norske regjering som har som mål å redusere antall pasientskader i Norge. Monitoren er selvfølgelig uten vifte. Caremed kan med denne nye pasientmonitoren gjøre det langt rimeligere å kunne kvalitetssikre målingene. Standard konfigurasjon: 3/5 /6 lead ECG, HR, Resp, SpO2, PI, RR (pleth), NIBP, Temp, oppladbart Li-ion batteri (2.5Ah).

I et sykdomsbilde hvor det er nødvendig med måling av blodtrykk, SpO2 mm vil M10 danne seg et bilde av pasienten og varsle på skjermen når nye målinger bør foretas. Bruker basert design. Ergonomisk utseende er praktisk for brukerne å betjene og observere. Bærbar design med skjult håndtak. Integrert frontpanel uten hull, gjør den lett å rengjøre. Vifteløs. MED NEWS.



Oppsjoner: Berørings-skjerm, 12" skjerm, termisk skriver, rullestativ, veggmontering, Nurse Call funksjon / defibrillering. / analog utgang, VGA-utgang, Oppladbart Li-ion-batteri (5Ah). Bare for M12: 2-IBP, Mainstream / Microflow EtCO2.

## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90501>