

Safety Lancet Super, blad 1,5 mm. Stikkdybde 1,6 mm, lilla, 200stk

Produktnummer: CM20001

Helautomatisk blodlansett med stor grad av sikkerhet. Hindrer gjenbruk, stikkskader og smitte med sin automatisk lukkemekanisme. Fjærbelastede utløseren gir et raskt og tilnærmet smertefritt stikk.

Leveres i pakker av 200 stk.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM20001>