

Sentrifuge SC 2700. 6 x 10 ml

Produktnummer: CM31015

Sarstedt diagnostisk labsentrifuge for blod, urin og plasma. Swingout rotor med 6 plasser. 6x10ml. Egner seg godt på et mindre laboratorium.

Brukes for sentrifugering av blod, urin og spyttprøver. Sentrifugen har et max lydnivå på ca 54dB. Enkel innstilling med 3 ulike programmer for blod, urin og et egenprogramerbart.

Vekt: 17 kilo

Lengde: 55 cm

Bredde: 40 cm

Høyde: 40 cm

Volum 88 dm³

2700 x g / 4310 RPM som tilfredsstill NOKLUS sine krav til denne type sentrifuge.



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM31015>