

Stetoskop Kardiologi 747PF

Produktnummer: CM50005

Klassisk kardiologisk stetoskop.

Vendbare membraner er en oppfinnelse som lar deg høre forskjellige frekvenslyder uten å flytte bryststykket.

Bryst stykket med to hoder inneholder en membranside for å oppdage høyfrekvente lyder, og en bjelleside for å oppdage lavfrekvente lyder.

Slagene er litt lengre enn vanlig. Bryststykke i rustfritt stål.

Garanti 5 år. Gjelder ikke slanger og ørepropper.



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50005>