

Stetoskop kardiologi 648PF

Produktnummer: CM50006

Lett kardiologisk stetoskop.

Funksjoner:

Sinklegering belagt med solid svart finish på metalldele

Binaural samling med dobbelt lumenrør

Beholder ring i svart eller grå farge

Mykt forseglende ørepropper i svart eller grå farge

Slagene er litt lengre enn vanlig. Ekstra ørepropper og ID - kode er inkludert

Garanti 5 år. Gjelder ikke slanger og ørepropper.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50006>