

# Sykepleie stetoskop 605P

Produktnummer: CM50007

Fornuftig priset sykepleie stetoskop av god kvalitet.

Stetoskop med to klokker

Stetoskophode er i overflatebehandlet Nikkel.

Justerbare binaurals i aluminium med PVC ørepropper.

Latexfri. Non-chill, membran. Slangelengde 56 cm.

Garanti 2 år. Gjelder ikke slanger og ørepropper.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50007>