

# Stetoskop med dyremotiv 606PF

Produktnummer: CM50011

Stetoskop med utskiftbare dyremotiver.

Følger med flere dyr som kan settes på bryststykket

Lett binaural enhet for brukskomfort

Binaural montering med innebygd lyd og sentrert slange

Ekstra ørepropper er inkludert

Garanti 5 år. Gjelder ikke slanger og ørepropper.



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50011>