

Covid-19 Selvtest Flowflex SARS-CoV-2 antigen test /5 STK. Lang holdbarhet.

Produktnummer: CM30100

SARS-CoV-2 Antigen hurtigtest for covid-19. Selvtest. CE godkjent for privatbruk. Norsk brukermanual. Prøven tas bare 2,5 cm inn i nesen. Leveres i enkelpakke eller 5 stk.

- 1 stk. testkasset
- 1 stk. steril pødepinne
- 1 stk. reagensglass
- 1 stk. buffervæske
- Bruksanvisning
- Pappholder til reagensglass, må brettes til et lite stativ
- Avfallspose for brukt utstyr

Testen er lett og rask å utføre. En bomullspinneprøve tas fra nesen bare 2,5cm inn. Før bomullspinnen forsiktig ned i prøverøret, og 3 dråper fra prøverøret overføres til testkassetten. Resultatet 15-20 minutter.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Ved positiv test må du snarest kontakte Helsemyndighetene.

Antigenhurtigtesten for SARS-CoV-2 er en lateral flow-test for kvalitativ påvisning av nukleokapsidantigenet fra SARS-CoV-2 i prøver fra fremre nese tatt med prøvepensel direkte fra personer med mistanke om COVID-19 i Irzipet av de første syv dagene etter symptomdebut. Testen kan også brukes til å teste prøver fra symptomfrie personer. Den differensierer ikke mellom SARS-CoV og SARS-CoV-2.

Leveres i enkelpakke, 5 stk.

Brukermanual kan leses på vår hjemmeside: www.caremed.no



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM30100>