

# Covid-19 Selvtest Flowflex SARS-CoV-2 antigen test / 1stk. Lang holdbarhet.

Produktnummer: CM30101

SARS-CoV-2 Antigen hurtigttest for covid-19. Selvtest. CE godkjent for privatbruk. Norsk brukermanual. Prøven tas bare 2,5 cm inn i nesen. Leveres i enkelpakke, 5 stk . Kan hentes i vår butikk i Skrivergården, Larvik.

- 1 stk. testkassett
- 1 stk. steril podepinne
- 1 stk. reagensglass
- 1 stk. buffervæske
- Bruksanvisning
- Pappholder til reagensglass, må brettes til et lite stativ
- Avfallspose for brukt utstyr

Testen er lett og rask å utføre. En bomullspinneprøve tas fra nesen bare 2,5cm inn. Før bomullspinnen forsiktig ned i prøverøret, og 3 dråper fra prøverøret overføres til testkassetten. Resultatet 15-20 minutter.

Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Ved positiv test må du snarest kontakte Helsemyndighetene.

Antigenhurtigttesten for SARS-CoV-2 er en lateral flow-test for kvalitativ påvisning av nukleokapsidantigenet fra SARS-CoV-2 i prøver fra fremre nese tatt med prøvepensel direkte fra personer med mistanke om COVID-19 i Irzipet av de første syv dagene etter symptomdebut. Testen kan også brukes til å teste prøver fra symptomfrie personer. Den differensierer ikke mellom SARS-CoV og SARS-CoV-2.

Leveres i enkelpakke, 5 stk .

Brukermanual kan leses på vår hjemmeside: [www.caremed.no](http://www.caremed.no)



## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM30101>