

# Automatisk blodtrykks apparat med Arytmi deteksjon.

Produktnummer: CM50120

Riester RBP-100 BIHS klinisk validert. Intervall innstillinger mulig i gjennomsnittsmodus: 15, 30, 45, eller 60 sekunder. Arytmi -deteksjon. BIHS validert teknologi. 2 stk Latexfrie mansjetter inkludert i standardlevering. Voksen mansjett (str. M, 22-32cm). Stor mansjett for voksne (str. L+XL, 32-52cm). Barnemansjett (str. S, 14-22cm) er opsjon. Ekstra lang slange for god og trygg avstand til pasienten. Kontakt oss gjerne på [mail@caremed.no](mailto:mail@caremed.no)

RBP-100: maksimal fleksibilitet i pasientdiagnostikk

Generelle funksjoner:

Verdensklasse, klinisk NIBP -enhet

Lett og praktisk blodtrykksmåler for klinisk bruk

BP & puls måleområde:

Systolisk: 60-255 mmHg

Diastolisk: 30-200 mmHg

KART: 40-200 mmHg

Puls: 40-200 slag i minuttet

BIHS -validert teknologi

Lettlest 4 "LCD -skjerm

Oscillometrisk modus: Raske avlesninger, vanligvis 30-40 sekunder

Auskultasjonsmodus med automatisk tømning (3 mmHg/sek) gir konsekvent pasient-BP-måling og lar klinikere verifisere automatiske avlesninger uten å fjerne mansjetten

Gjennomsnittsmodus (3x) tillater mer objektive måleresultater for klinikere og bidrar til å redusere forhøyede avlesninger på grunn av hvitstrøkeffekt

Intervallinnstillinger mulig i gjennomsnittsmodus: 15, 30, 45, 60 sekunder

Arytmi -deteksjon

Klinisk validert for pasienter med spesielle tilstander: hypertensjon, hypotensjon, diabetes, graviditet, preeklampsi, arteriosklerose, nyresykdom i sluttstadiet, fedme, eldre og for barn > 3 år



Minne: kapasitet for 210 avlesninger

Enkel betjening med ett trykk

Displaypanel med WHO -blodtrykksverdiklassifisering (fargekodet)

Oppladbart internt batteri (4x NIMH AA) tillater 1000 målinger hvis den er fulladet

6 timer nødvendig for full ladning

Delvis ventemodus (avstengning av bakgrunnsbelysning etter 10 sekunder)

Oppbevaringskurv på baksiden for skrivebord, mobil og for veggmontert versjon. Ekstra valgfri kurv kan festes til stolpen på mobilstativet

Latexfrie mansjetter inkludert i standardlevering

Voksen mansjett (størrelse M, 22-32cm)

Stor mansjett for voksne (størrelse L+XL, 32-52cm)

Opsjon: Barnemansjett (størrelse S, 14-22cm)

Rengjøring anbefales med tørkedesinfeksjon med mild desinfeksjonsspray av medisinsk kvalitet (dvs. Cidex, Enzol eller 10% blekemiddel)

2 års garanti

Alternativ strømbruk via AC/DC adapter 7.5V/1.5A

Landsspesifikke utskiftbare stikkontakter er inkludert i standardleveransen av hver versjon

Total rørlengde 280 cm (110,24 in)

Vekt: 510g (1,12 lb)

### Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager





Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50120>