

# Big Ben blodtrykksmåler med stativ

Produktnummer: CM50132

Big Ben® blodtrykksmåler BHS -validert blodtrykkspresisjon som varer livet ut. Den er stabil og nøyaktig . Leveres med voksen mansjett. Kan leveres med skinne, veggmontering eller tralle. Spør oss.

Big Ben® rund eller firkantet-gjennomtenkte alternativer for daglig bruk. big ben reflekterer Riester -kvalitet, analoge blodtrykksmålere av høyeste klasse for presis blodtrykksmåling. big ben® blodtrykksmålere er spesielt store og robuste enheter designet for intensiv bruk i lege praksis og sykehus.

Sjenerøst dimensjonert skala Ø 147 mm eller 145 mm og høykontrastskalaoppsett for optimal lesbarhet. Romslig kurv på baksiden for rør og mansjett. Spiralrøret kan forlenges til 3 m . Slitesterk luftutløserventil med finjustering. Spesielt herdet kobber-berylliummembran, motstandsdyktig mot aldring, tåler trykk på opptil 600 mm Hg. Mikrofilter for å beskytte utløserventilen og målesystemet, Ingen nullpunktsfiksering nødvendig.

Maksimal feiltoleranse: ± 2 mm Hg

BHS-validering, se [www.bhsoc.org/bp-monitors/bp-monitors/](http://www.bhsoc.org/bp-monitors/bp-monitors/)

## Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50132>



Bestillingsvare