

precisa® N blodtrykksmåler. BHS-validert presisjon.

Produktnummer: CM50170

precisa® N - håndholdt blodtrykksmåler med solid aluminium eller ABS -kabinett. Tilgjengelig med enkel eller dobbel rørblære mansjetter. Android.

Aluminium/metallversjon med aluminiumskap og rørpluggkontakt.
ABS/metallversjon med ABS -kabinett og skruetype kontakt.
Metallventilbase
Ergonomisk skjeformet grep av rustfritt stål
Presisjonsluftventil med finjustering og er slitasjefri
Mikrofilter beskytter luftutløserventil og målesystem
Spesielt herdet kobber-berylliummembran, med presisjonsbevegelse og nesten ikke-aldring
Membran trykkbelastningskapasitet opptil 600 mm Hg
Lineær, vippest aluminiumskala, fra 0 til 300 mm Hg (lett leselig)
Maksimal feiltoleranse +/- 2 mm Hg
Omfattende utvalg av forskjellige størrelser og versjoner av mansjetter
glidelåsveske i vinyl
BHS-validering, se www.bhsoc.org/bp-monitors/bp-monitors/



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50170>