

Riester ri-champion® smartPRO+ Automatisk blodtrykksmåler

Produktnummer: CM50173

Riester ri-champion® smartPRO+ klinisk validert blodtrykksmåler, designet for raske og pålitelige avlesninger. Avansert ytelse ved å indikere uregelmessig hjerterytmedeteksjon og gjennomsnittlig målefunksjon.

Klinisk validert

Raske og lave målinger. Måler uregelmessig hjerterytme

Gjennomsnittlig BP -målefunksjon

200 målinger med ett sett med batterier

Valgfri Bluetooth -tilkobling

Valgfri nettadapter

Automatisk av -funksjon - (hvis den er inaktiv i 3 minutter)

CE /FDA godkjent

IP21 Vannbeskyttelse



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM50173>