

Ekg apparat SE-1202 12 kanaler

Produktnummer: CM90085

SE-1202 er utstyrt med en utsøkt glassdekket overflate som gir en meget enkel rengjøring og desinfeksjon. Dessuten gir den kraftige maskinvaren og avanserte verktøy, utmerket ytelse i alle ledd.

Langtidsprøvetaking:

For visse tilfeller der langvarig opptak er nødvendig, kan et opptak på opptil 30 minutter være

nødvendig, for å hjelpe med enten forbehandlingsdiagnose eller evalueringer etter behandling.

Automatisk arytmideteksjon:

Arytmisporsegmenter kan fremheves på skjermen med automatiske lagringsstriper for videre

analyse.

Diagnose på skjermen:

Designet som en "alt-i-ett" arbeidsstasjon, gir SE-1202 en komplett papirløs arbeidsflyt med alle målinger og diagnose på skjermen, korrekt og sammenhengende. Alle bølgeformsegmenter kan være forsterket og målt. Enhver rapport kan redigeres og bekreftes. Hvilke som helst rapporter kan velges og sammenligne.


SE-1202, som en neste generasjons EKG-arbeidsstasjon, gir et omfattende sett med hjerte diagnoseverktøy, som leverer banebrytende teknologier for å støtte dine kliniske beslutninger.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

Bestillingsvare



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM90085>