

# Håndholdt pulsoksymeter med PI. Tåler fall i gulvet. Sprutsikker.

Produktnummer: CM10037

NYHET. Håndholdt pulsoksymeter CMS60D1 har en solid innpakning i metal og måler SpO<sub>2</sub>, pulsrate og Perfusionsindex (PI%). Egner seg for profesjonelt bruk og er svært solid. Oksymeteret tåler å mistes i gulvet og er i tillegg vanntett. Ny sikker tilkobling av proben til maskinen. Enkel overføring av data til PC. Prober for spedbarn, barn og voksen på lager.

Funksjoner:

1. Visning av SpO<sub>2</sub>-verdi
2. Visning av pulsverdi og søylediagram
3. Visning av pulsølgeform
4. Visning av PI-verdi (valgfunksjon)
5. Med funksjonsmeny
6. Klokkefunksjon
7. Kodelåsbeskyttet alarm funksjon
8. Alarmfunksjon (fingeren ute)
9. Batteristrømindikasjon gir advarsel for lavt batterinivå
10. Justerbar skjermlysstyrke
11. Justerbart lydvolume
12. Gjenopprett fabrikkinnstillinger
13. Lagringsfunksjon for SpO<sub>2</sub>- og PR-verdier, og lagrede data kan lastes opp til PC
14. Sanntidsdata kan lastes opp til PC
15. Bluetooth-tilkobling til PC (opsjon)
16. Ekstern SpO<sub>2</sub>-probe kan kobles til



Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM10037>