

PRÄMETA Stasebånd med metall lås

Produktnummer: CM30060

Stasebåndet er latex-fritt og beregnet på flergangsbruk. Laget av en hudvennlig og behagelig bomullsblanding. Strammes og åpnes med en hånd. Både bånd og metall låsen er autoklaverbar (120 °C/1.1 bar).

Endelig på lager hos oss.

Prämeta stasebånd. MK905 er et latex-fritt stasebånd til flergangs bruk laget av en bomullsblanding. Stasebåndet er utstyrt med en metallås som kan strammes og løsnes med et etthåndsgrep. Stasebåndet og låsen er autoklaverbar (120 °C /1.1 bar).



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM30060>