

Sentrifuge 12 x 15 ml

Produktnummer: CM30027

Caremed sentrifuge med 12 x 15 ml rørplasser og har et elegant og profesjonelt design. Den er utviklet med mange års erfaring og gjør at den følger alle krav innenfor alle typer separasjonsprosesser i molekylærbiologi for denne type sentrifuge. Svingbare rotor i rustfritt stål. Ulike rotorer er ekstrautstyr. Enkel betjening og utskifting.

Produktfunksjoner

1. Mikroprosessorstyring og DC børsteløs motor.
2. Berøringspanel og LCD-skjerm.
3. Automatisk beregning av RCF-verdien.
4. Bruk unik støtdemper gir svært god balansering.
5. Elektronisk dørlåsesystem forhindrer at døren åpnes under bruk, muligheten til å starte hvis døren ikke er ordentlig lukket og automatisk stopp hvis det oppstår unormale hendelser.
6. Diversifiserte braketter i rustfritt stål er tilgjengelig for fritt valg.
7. Opptil 25 brukerdefinerte programmer kan lagres.
8. Øyeblikkelig funksjon (PULSE-knapp) tilgjengelig for rask sentrifugering.
9. Brukervennlig design med automatisk dørlukking med myk lukking.



Base for all products

Bestillingsvare eller på lager

På lager



Les mer om produktet her:

<https://www.caremed.no/product?number=CM30027>